



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,8LF](http://radwag.com/pl/info,w1,8LF)

# Wzorzec masy klasy F1 - prostokątny z uchwycem 20 kg

OP-203-0132



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	20 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle