



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,8MB](https://radwag.com/de/info,w1,8MB)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 g - 5 kg), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	11 110 g
Nominalwert	1 g - 5 kg
Anzahl	16 St.

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel