



Radwag iletişim protokolü (5Y, CY10)

WX-016-0264



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Genel Açıklama

Character communication protocol is designed for communication between RADWAG balance and external device via RS232, Ethernet or Wi-Fi* interfaces. The protocol consists of commands sent from the external device to the balance and responses sent from the balance to the device. Responses are sent from the balance each time a command is received as a response to the command. The commands that make up the communication protocol allow you to obtain information about the status of the balance and ways to influence its operation, for example, they allow you to receive weighing results from the balance, control the display, etc.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
UMA 5Y.F Otomatik Tartım Sistemi
MA 5Y Nem Tayin Cihazı
5Y.PM Hassas Teraziler
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler

UMA Otomatik kütle komparatör
APP 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Yoğunluk ölçümü için komparatörler
MYA 5Y Mikro Terazi
XA 5Y Analitik Terazi
Manyetizma ölçümü için manuel susceptometreler
5Y.PM.KB Manuel kütle komparatör

PUK için CY10 terazileri
PUE CY10 tartım terminali
CY10 Çok Fonksiyonlu Terazi
Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler
XA 5Y.A Analitik Terazi
WAY 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Robotik kütle komparatörleri
UYA 5Y Ultra mikro teraziler
MA 5Y.IC Nem Tayin Cihazı
AS 5Y Analitik Teraziler
AK-4 Otomatik kütle komparatör
PUK için PS 5Y terazileri
AKM-2 Otomatik kütle komparatör
CY10 Hassas Teraziler
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F

HRP 5Y.KO Manuel kütle komparatör
PS 5Y Hassas Teraziler
Otomatik Vakumlu Kütle Komparatörleri
PMV 5Y Nem Tayin Cihazı
Manyetizma ölçümü için otomatik susceptometreler
XA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
HRP 5Y.KB Manuel kütle komparatör
XA 5Y.M Mikro Teraziler
RMC F Robotik Tartım Sistemi
RB F Robotik Tartım Sistemi
UYA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Filtreleri için Ultra mikro teraziler UYA 5Y.F
Nano-Komparatör NANO.AK-4.500.5Y
XA 5Y.M.A.S Stentler için Mikro Teraziler
AK-6 5Y.F Otomatik Tartım Sistemi