



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,8SE](http://radwag.com/pl/info,w1,8SE)

## Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 g - 100 g), opakowanie drewniane

OK-501-0028



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

<b>Parametry metrologiczne</b>	
Klasa dokładności OIML	E1
<b>Konstrukcja</b>	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	210 g
Wartość nominalna	1 – 100 g
Ilość	9 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle