



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,8V1](https://radwag.com/de/info,w1,8V1)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 g - 500 g), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |             |
|--------------------------|-------------|
| OIML-Klasse              | F1          |
| Konstruktion             |             |
| Material                 | Edelstahl   |
| Gewicht                  | 1 110 g     |
| Nominalwert              | 1 g - 500 g |
| Anzahl                   | 12 St.      |

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself