



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,8V1](http://radwag.com/es/info,w1,8V1)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 500 g), caja de plástico

OK-202-0057



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	1 110 g
Valor nominal	1 – 500 g
Número	12 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos