



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,8V1

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 500 g), boîte plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F1 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 1 110 g |
| Valeur nominale | 1 – 500 g |
| Nombre | 12 pièces |

Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux