



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,93J](http://radwag.com/fr/info,w1,93J)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 5 kg), boîte en bois

OK-201-0049



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	11 110 g
Valeur nominale	1 g – 5 kg
Nombre	16 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux