



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,93J

## Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 g - 5 kg), cassa di legno

OK-201-0049



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	11 110 g
Valore nominale	1 g – 5 kg
Numero	16 pcs

### Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli