



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,9CJ](https://radwag.com/fr/info,w1,9CJ)

## Bouts BT 1000 µl - 250 pièces



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Les bouts pour pipettes OMNITIP™ BT 1000 µl sont des accessoires de laboratoire de haute qualité conçus pour un pipetage de précision. Conçues dans un souci d'efficacité et de commodité, elles constituent un outil indispensable pour le travail quotidien en laboratoire.

**Capacité : 1000 µl Couleur : bleu Le set contient 250 pointes dans un sachet en plastique avec une fermeture à glissière**

Application : - distribution précise d'échantillons biologiques, - pipetage précis de médicaments et de solutions médicales, - préparation et transfert de solutions chimiques, - outil indispensable pour les expériences nécessitant un dosage précis.

## Compatible avec

Poste pour calibrage de pipettes