



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,9CJ](http://radwag.com/pl/info,w1,9CJ)

## Końcówki BT 1000 µl - 250 szt.

PT-112-0001



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Końcówki do pipet OMNITIP™ BT 1000 µl to wysokiej jakości akcesoria laboratoryjne przeznaczone do precyzyjnego pipetowania. Zaprojektowane z myślą o efektywności i wygodzie, stanowią niezastąpione narzędzie w codziennych pracach laboratoryjnych.

Pojemność: 1000µl

Kolor: niebieski

Zestaw zawiera 250 końcówek w worku foliowym z zapięciem strunowym

Zastosowanie: - precyzyjne dozowanie próbek biologicznych, - dokładne pipetowanie leków i roztworów medycznych, - przygotowywanie i przenoszenie roztworów chemicznych, - niezbędne narzędzie w eksperymentach wymagających precyzyjnego dozowania.

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Stanowisko do kalibracji pipet