



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,9CJ

## Uçları BT 1000 µl - 250 adet

PT-112-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Genel Açıklama

OMNITIP™ BT 1000 µl pipet uçları, hassas pipetleme için tasarlanmış yüksek kaliteli laboratuvar aksesuarlarıdır. Verimlilik ve kolaylık göz önünde bulundurularak tasarlanan bu uçlar, günlük laboratuvar çalışmaları için vazgeçilmez bir araçtır.

**Kapasite: 1000 µl Renk: mavi Set içeriği: plastik bir torba içinde 250 uç içerir**

Uygulama - biyolojik numunelerin hassas dağıtımı, - ilaçların ve tıbbi çözeltilerin doğru pipetlenmesi, - kimyasal çözeltilerin hazırlanması ve aktarılması, - Hassas dozajlama gerektiren deneylerde vazgeçilmez bir araçtır.

### İle uyumlu (Additional Fee)

