



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,9J2](http://radwag.com/fr/info,w1,9J2)

# Le fil en acier, ensemble (1 mg - 500 mg), boîte en bois

OK-501-0025



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	1,11 g
Valeur nominale	1 mg - 500 mg
Quantité de pièces	12

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux