



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,9J2

Wzorce masy klasy E1, drut stalowy, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 1,11 g

Wartość nominalna 1 mg - 500 mg

Ilość sztuk 12

Pasuje do

Pincety

Pędzle