



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,9XE](http://radwag.com/fr/info,w1,9XE)

# Pipette automatique 100 $\mu$ l ÷ 1000 $\mu$ l - RW8-106-20-9

PA-203-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Volume                   | 100 – 1000 $\mu$ l |
| Erreur de précision      | 2,0% / 0,6%        |
| Erreur de répétabilité   | 0,7% / 0,2%        |
| Bouts                    | 1000 $\mu$ l       |



## Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P  
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes