



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,9XL

## F1 Kütle standardı- ayar deliksiz silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 1 kg), plastik kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	2 111,11 g
Nominal değer	1 mg – 1 kg
Quantity	25 adet

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar