



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,9XL

F1 Kütle standardı- ayar deliksiz silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 1 kg), plastik kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Stainless steel
Ağırlık	2 111,11 g
Nominal değer	1 mg - 1 kg
Quantity	25 pcs

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar