



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,9XM

Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 g - 200 g), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 610 g

Wartość nominalna 1 – 200 g

Ilość 11 szt

Pasuje do

Pincety

Pędzle