



## Pipeta automática 2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9

More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,A7T](http://radwag.com/es/info,w1,A7T)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

#### Parámetros metrológicos

Volumen	2 µl ÷ 20 µl
Error de la exactitud	3,0% / 0,9%
Error de la repetibilidad	2,0% / 0,4%
Terminaciones	300 µl



### Trabaja con

Microbalanza XA 5Y.M.A.P

Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Dispositivo automático para la calibración de pipetas multicanal