



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,A7T

Pipette automatique 2 μ l \div 20 μ l - RW8-102-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Volume | 2 μ l \div 20 μ l |
| Erreur de précision | 3,0% / 0,9% |
| Erreur de répétabilité | 2,0% / 0,4% |
| Bouts | 300 μ l |



Compatible avec

Microbalance XA 5Y.M.A.P
Microbalance MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes
Embouts de pipette