



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,A7T](http://radwag.com/pl/info,w1,A7T)

## Pipeta automatyczna 2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	2 µl ÷ 20 µl
Błąd dokładności	3,0% / 0,9%
Błąd powtarzalności	2,0% / 0,4%
Końcówki	300 µl



### Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A.P do kalibracji pipet  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet  
Końcówki do pipet