



Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 mg - 100 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | E2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 211,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg - 100 g |
| Ilość | 21 szt |

Pasuje do

Pincety

Pędzle