



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,ALZ

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 100 g), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	211,11 g
Nominal değer	1 mg – 100 g
Quantity	21 adet

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar