



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,A07](http://radwag.com/it/info,w1,A07)

## Modulo di estensione PIPETES (5Y)

WX-016-0331



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Il modulo di estensione PIPETTES è progettato per il controllo e la calibrazione di pipette monocanale in conformità alla norma ISO 8655. Abbiamo implementato il modulo nel terminale 5Y come funzione opzionale che potete attivare. Se scegliete di farlo, riceverete una licenza a tempo indeterminato. Il modulo di estensione PIPETTES crea una propria pagina web (funziona insieme all'applicazione Web Editor) e si basa sul software PIPETTES. Il Web Editor è utilizzato per gestire i database, modificare gli ordini di taratura delle pipette e generare rapporti di taratura utilizzando un browser web.

### Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P

Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P