



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,A07](http://radwag.com/pl/info,w1,A07)

## Moduł rozszerzeń PIPETY (5Y)

WX-016-0331



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Moduł rozszerzeń PIPETY jest przeznaczony do sprawdzania i wzorcowania pipet jednokanałowych, zgodnie z normą ISO 8655. Moduł zaimplementowaliśmy w terminalu 5Y jako opcjonalną funkcję, którą możesz aktywować. Jeżeli się na to zdecydujesz, otrzymasz licencję bezterminowo. Moduł rozszerzeń PIPETY tworzy własną stronę internetową (współpracuje z aplikacją Web Editor) i bazuje na oprogramowaniu PIPETY. Web Editor służy do zarządzania bazami danych, edytowaniem zleceń kalibracji pipet i generowaniem raportów z przeprowadzonych kalibracji z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga analityczna XA 5Y  
Waga analityczna XA 5Y.A

Mikrowaga XA 5Y.M  
Mikrowaga MYA 5Y