



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,A07

Moduł rozszerzeń PIPETY (5Y)

WX-016-0331



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Moduł rozszerzeń PIPETY jest przeznaczony do sprawdzania i wzorcowania pipet jednokanałowych, zgodnie z normą ISO 8655. Moduł zaimplementowaliśmy w terminalu 5Y jako opcjonalną funkcję, którą możesz aktywować. Jeżeli się na to zdecydujesz, otrzymasz licencję bezterminowo. Moduł rozszerzeń PIPETY tworzy własną stronę internetową (współpracuje z aplikacją Web Editor) i bazuje na oprogramowaniu PIPETY. Web Editor służy do zarządzania bazami danych, edytowaniem zleceń kalibracji pipet i generowaniem raportów z przeprowadzonych kalibracji z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P

Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P