



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,AP4

Cabo PT0238 USB Tipo A-B

WX-013-0056



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

Cabo USB A-B universal.

Comprimento padrão do cabo: 1,8 m.

Compatível com (Additional Fee)

Balança de precisão PS R2
Balança de precisão PS R1
Balança analítica AS R2 PLUS

Balança de precisão PS 5Y
Balança analítica AS R1 PLUS
Impressora de recibos