



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,AS3](https://radwag.com/pl/info,w1,AS3)

## Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny z oczkiem 500 kg



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	500 kg

### Pasuje do

Pędzle