



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,ATO

Wzorzec masy klasy F2 - prostokątny z uchwytami 25 kg

OP-303-0080



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F2
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	25 kg
-------------------	-------

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle