



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,B1Y

## Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 mg - 50 g), cassa di legno



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

| Parametri metrologici |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Classe OIML           | F1              |
| Costruzione           |                 |
| Materiale             | Stainless steel |
| Peso                  | 111,11 g        |
| Valore nominale       | 1 mg – 50 g     |
| Numero                | 20 pcs          |

### Compatibile con

Pinzette

Pennelli