



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,B1Y

## F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 50 g), tahta kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	111,11 g
Nominal değer	1 mg - 50 g
Quantity	20 pcs

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar