



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,B5C

Tavolo di pesata professionale PSW



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri fisici	
Componenti del kit	table for calibration, anti-vibration table
Dimensioni del pacco	1160×820×986 mm
Peso netto	150 kg (table 110 + stone 40)
Peso lordo	171 kg
Lunghezza	1100 mm
Larghezza	750 mm
Altezza	1100 mm
Number of workstations	1



Compatibile con





Moduli MAS1
Microbalance XA 5Y.M.A.P
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P

Bilance analitiche AS 5Y
Bilance di precisione CY10
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F

Bilance di precisione 5Y.PM
 Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
 AS X7 Bilancia analitica
 Bilance analitiche AS X2 PLUS
 Microbilance XA 5Y.M.A
 Moduli MAS
 Moduli MPS
 Bilance di precisione C32.PM
 Bilance analitiche XA 5Y.A
 UYA 5Y Ultra-Microbilance

Microbilance MYA 5Y
 Bilance analitiche XA 5Y
 Bilance analitiche AS R2 PLUS
 Bilance di precisione PS 5Y
 Microbilance XA 5Y.M
 UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
 Bilance analitiche AS R1 PLUS
 Ultra-microbilance per filtri UYA 5Y.F
 Microbilance XA 5Y.M.A.S

Device dimensions



—SDKP

—SDKP DUAL