



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,B7L

Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 50 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 111,11 g

Wartość nominalna 1 mg - 50 g

Ilość 20 szt

Pasuje do

Pincety

Pędzle