



More information on the website  
radwag.com/pl/info,w1,BIY

# Terminal wagowy R dla modułów MAS, MPS

WX-008-0227



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje

-  Kontrola plus/minus
-  Odchyłki procentowe
-  Sumowanie ważeń
-  Liczenie sztuk
-  Wewnętrzny akumulator
-  Zatrask maksymalnego wskazania
-  Pomiar w Newtonach
-  Procedury GLP
-  Ważenie zwierząt
-  Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

| Parametry fizyczne           |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Wyświetlacz                  | 5,3" LCD (z podświetleniem) |
| Długość przewodu             | 1 m                         |
| Wymiary urządzenia S x G x W | 195x110x60 mm               |
| Masa netto                   | 720 g                       |
| Konstrukcja                  |                             |
| Stopień ochrony              | IP 54                       |

#### Konstrukcja

|                  |            |
|------------------|------------|
| Klawiatura       | membranowa |
| Obudowa          | Aluminium  |
| Ilość przycisków | 14         |



### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Moduły MAS

Moduły MPS