



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,BIY

Terminal wagowy R dla modułów MAS, MPS

WX-008-0227



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator



Zatrzaśnięcie maksymalnego wskazania



Pomiar w Newtonach



Procedury GLP



Ważenie zwierząt



Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wyświetlacz	5,3" LCD (z podświetleniem)
Długość przewodu	1 m
Wymiary urządzenia S x G x W	195x110x60 mm
Masa netto	720 g

Konstrukcja

Stopień ochrony	IP 54
-----------------	-------

Konstrukcja

Klawiatura	membranowa
Obudowa	Aluminium
Ilość przycisków	14



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Moduły MAS

Moduły MPS