



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,BJ7

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 5 g), boîte en bois

OK-201-0052



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F1 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 6,11 g |
| Valeur nominale | 1 mg – 5 g |
| Nombre | 16 pièces |

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux