



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,BJ7

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 5 g), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 6,11 g

Wartość nominalna 1 mg - 5 g

Ilość 16 szt

Pasuje do

Pincety

Pędzle