



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,BMB](https://radwag.com/de/info,w1,BMB)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 mg - 200 g), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |              |
|--------------------------|--------------|
| OIML-Klasse              | F2           |
| Konstruktion             |              |
| Material                 | Edelstahl    |
| Gewicht                  | 611,11 g     |
| Nominalwert              | 1 mg – 200 g |
| Anzahl                   | 23 St.       |

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel