



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,BMB

## F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 200 g), plastik kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler |                 |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı             | F2              |
| Konstrüksiyon           |                 |
| Malzeme                 | Stainless steel |
| Ağırlık                 | 611,11 g        |
| Nominal değer           | 1 mg - 200 g    |
| Quantity                | 23 pcs          |

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar