



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,BQI

## F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 kg - 5 kg), tahta kutu

OK-301-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 10 000 g

Nominal değer 1 – 5 kg

Quantity 4 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar