



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,BS0

Hybrid Protective Glass 5Y, CY10



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

La copertina protettiva è realizzata in plastica trasparente per proteggere il display da graffi, polvere etc. Realizzata per terminali 5Y e CY10.

Compatibile con

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
 Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
 Sistema di pesatura automatico UMA 5Y.F
 Bilancia di precisione 5Y.PM
 Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
 Microbilancia XA 5Y.M.A
 Bilance CY10 per controllo CPC
 Terminale di pesata PUE CY10
 Bilancia multifunzione CY10
 Susseptometro per la misurazione del magnetismo
 Bilance automatiche per la taratura delle pipette
 Bilancia analitica XA 5Y.A
 WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale
 UYA 5Y Ultra-Microbilancia

APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
 Comparatori di massa robotici
 Comparatori di densità
 Microbilancia MYA 5Y
 Bilancia analitica XA 5Y
 5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale
 HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
 Bilancia di precisione PS 5Y
 Comparatori di massa automatici a vuoto
 Termobilancia PMV 5Y
 XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
 HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale
 Microbilancia XA 5Y.M
 Sistema di pesatura robotizzato RMC F

Bilancia analitica AS 5Y
Comparatore di massa automatico AK-4
Bilance PS 5Y per controllo CPC
Comparatore di massa automatico AKM-2
Bilancia di precisione CY10
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Comparatore di massa automatico UMA

Sistema di pesatura robotizzato RB F
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y
Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S
Sistema di pesatura automatico AK-6 5Y.F