



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,BS0

## Hybrid Protective Glass 5Y, CY10



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

La copertina protettiva è realizzata in plastica trasparente per proteggere il display da graffi, polvere etc. Realizzata per terminali 5Y e CY10.

### Compatibile con

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P  
 Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
 Sistema di pesatura automatico UMA 5Y.F  
 Bilancia di precisione 5Y.PM  
 Microbilancia per filtri MYA 5Y.F  
 Microbilancia XA 5Y.M.A  
 Bilance CY10 per controllo CPC  
 Terminale di pesata PUE CY10  
 Bilancia multifunzione CY10  
 Susceptometro per la misurazione del magnetismo  
 Bilance automatiche per la taratura delle pipette  
 Bilancia analitica XA 5Y.A  
 WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
 UYA 5Y Ultra-Microbilancia

APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
 Comparatori di massa robotici  
 Comparatori di densità  
 Microbilancia MYA 5Y  
 Bilancia analitica XA 5Y  
 5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale  
 HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
 Bilancia di precisione PS 5Y  
 Comparatori di massa automatici a vuoto  
 Termobilancia PMV 5Y  
 XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
 HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale  
 Microbilancia XA 5Y.M  
 Sistema di pesatura robotizzato RMC F

Bilancia analitica AS 5Y  
Comparatore di massa automatico AK-4  
Bilance PS 5Y per controllo CPC  
Comparatore di massa automatico AKM-2  
Bilancia di precisione CY10  
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
Comparatore di massa automatico UMA

Sistema di pesatura robotizzato RB F  
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri  
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y  
Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S  
Sistema di pesatura automatico AK-6 5Y.F