



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,BSB](http://radwag.com/es/info,w1,BSB)

## LS2208 Barcode Scanner



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Descripción

LS2208 es un escáner de mano diseñado para funcionar con balanzas de la serie PUEH315, PUE 5, PUE 7.1, HY10, PUE C32, 5Y, R2, X2, X7. Symbol LS2208 es un escáner de código de barras portátil de alta calidad. Ha sido diseñado para un funcionamiento intenso y continuo en ventas minoristas, bibliotecas, centros de salud y farmacia, etc. Su carcasa ligera y ergonómica proporciona comodidad de uso. Las funciones de escaneo dinámico y amplio rango de escaneo permiten a LS2208 recolectar códigos de barras de una manera rápida y confiable, aumentando el ritmo de trabajo y la eficiencia. El sistema Intellistand™ proporciona el escaneo de códigos colocados en frente del escáner, y la fácil conmutación entre el modo de mano y el modo de manos libres (operación en un soporte). Un diseño patentado de una sola placa de circuito impreso elimina la falla de las piezas en peligro, es decir, las conexiones entre varias placas. El escaneo de LS2208 con polímero líquido protege su módulo de daños por golpes. Las funciones del Symbol LS2208, como el funcionamiento integrado de varios sistemas, el cable universal o la detección de nuevos símbolos, garantizan la protección indispensable de una inversión ahora y en el futuro.

### Trabaja con

Analizador de Humedad  
 MA X7.IC.A  
 Módulo de pesaje MUYA  
 Báscula multifuncional inoxidable HX7 H

Balanza analítica XA 5Y.A  
 Báscula multifuncional de plataforma inoxidable HX7.4 H  
 Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2  
 Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO

Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H  
Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C  
Báscula multifuncional HX7 HR  
Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P  
Báscula multifuncional WPY  
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P  
Báscula multifuncional C32  
Balanza de alta resolución inoxidable HX10.HRP.H  
Analizador de HumedadMA 5Y  
Balanza de precisión 5Y.PM  
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F  
Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H  
Báscula multifuncionale inoxidable TMX H  
Balanzas WLY para CCE  
Analizador de HumedadMA X2.IC.A  
Balanza analítica AS X7  
Balanza de precisión PS X2  
Balanza analítica AS X2 PLUS  
Balanzas PS X7 para CCE  
Báscula multifuncional TMX  
Microbalanza XA 5Y.M.A  
Balanza de precisión PS R2  
Balanza de precisión WLC X7  
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H.LD  
Balanzas CY10 para CCE  
Balanzas PS X2 para CCE  
Balanzas dinámicas DWT/RC/HYF  
Terminal de pesaje PUE CY10  
Báscula multifuncional CY10  
Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H  
Analizador de HumedadMA X2.A  
Báscula multifuncional HY10  
Báscula multifuncionale inoxidable HY10 H  
Balanza de alta resolución HY10.HRP  
Balanza de precisión C32.PM  
Balanza de alta resolución PUE 7.1.HRP  
Balanzas automáticas para la calibración de pipetas  
Báscula multifuncional HX7  
Analizador de Humedad  
MA X7.A  
Báscula multifuncional de plataforma empotrada inoxidable HX7.4  
H/Z  
Balanza de precisión PS X7  
Balanzas WPY para CCE

Ultra-Microbalanza UYA 5Y  
Analizador de HumedadMA 5Y.IC  
Analizador de HumedadMA R  
Balanza analítica AS 5Y  
Comparador de masa automático AK-4  
Balanzas PS 5Y para CCE  
Comparador de masa automático AKM-2  
Balanza de precisión PS R2.H  
Balanza HY10.H para CCE  
Balanza de precisión CY10  
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F  
Balanza de precisión WLY  
Comparador de masa automático UMA  
Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO  
Comparadores de masa robóticos  
Comparadores para la medición de densidad  
Microbalanza MYA 5Y  
Balanza de precisión PS R1  
Balanza analítica XA 5Y  
Analizadores de HumedadMA X2.A  
Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB  
Balanza analítica AS R2 PLUS  
Terminal de pesaje PUE C32  
Terminal de pesaje PUE 7.1  
Terminal de pesaje PUE HX7  
Terminal de pesaje PUE 5  
Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KO  
Balanza de precisión PS 5Y  
Comparadores de masa automáticos al vacío  
Analizador de Humedad  
PMV 5Y  
Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO  
Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KB  
Microbalanza XA 5Y.M  
Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO  
Balanza analítica AS R1 PLUS  
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F  
Báscula de plataforma impermeable H315 H  
Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P  
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y  
Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S