



## Lettores di codici a bare LS2208



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Il lettore di codici a barre „Symbol LS2208” è un apparecchio manuale progettato per poter operare anche in ambienti gravosi. Il SymbolLS2208 è pensato per lavorare con gli indicatori RADWAG delle seguenti serie: PUEH315, PUE 5, PUE 7.1, HY10, PUE C32, 5Y, R2, X2, X7.

Il „Symbol LS2208” è un lettore di codici a barre di elevato livello qualitativo. È stato progettato per un utilizzo intenso e continuativo in ambienti di vendita al pubblico, librerie, centri salute, farmacie. La sua leggerezza e la forma ergonomica garantisce un comodo utilizzo. Le funzioni „dynamic scanning” e „wide scanning range”, permettono al LS2208 di leggere codici a barre in modo veloce ed affidabile aumentando l'efficienza. Il sistema Intellistand™ garantisce la scannerizzazione di codici posizionati in fronte allo scanner, ed un passaggio veloce dal modo manuale al modo statico (operatività fissa su un supporto). Il progetto brevettato basato su un singolo circuito stampato elimina i guasti dovuti alle connessioni tra schede elettroniche. La parte di scansione del LS2208 del tipo a polimero liquido protegge il modulo da danni derivanti da urti. Il „Symbol LS2208” è caratterizzato dalla facile possibilità di essere integrato in sistemi di gestione, da cavi di connessione universali e dalla possibilità di riconoscere nuovi simboli garantendo un investimento sicuro anche in prospettiva e per esigenze mutevoli nel tempo.

## Compatibile con

Termobilancia MA X7.IC.A  
Moduli MUYA  
Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H  
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H  
Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C  
Bilancia multifunzione HX7 HR  
Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P  
Bilancia multifunzione WPY  
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
Bilance multifunzione C32  
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H  
Termobilancia MA 5Y  
Bilancia di precisione 5Y.PM  
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F  
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H  
Bilancia multifunzione in acciaio inox TMX H  
Bilance WLY per controllo CPC  
Termobilancia MA X2.IC.A  
AS X7 Bilancia analitica  
Bilancia di precisione PS X2  
Bilancia analitica AS X2 PLUS  
Bilance PS X7 per controllo CPC  
Bilancia multifunzione TMX  
Microbilancia XA 5Y.M.A  
Bilancia di precisione PS R2  
Bilancia di precisione WLC X7  
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H.LD  
Bilance CY10 per controllo CPC  
Bilance PS X2 per controllo CPC  
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF  
Terminale di pesata PUE CY10  
Bilancia multifunzione CY10  
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H  
Termobilancia MA X2.A  
Bilancia multifunzione HY10  
Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H  
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP  
Bilancia di precisione C32.PM  
Bilance ad alta risoluzione PUE 7.1 HRP  
Bilance automatiche per la taratura delle pipette  
Bilancia multifunzione HX7  
Termobilancia MA X7.A  
Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z  
Bilancia di precisione PS X7  
Bilance WPY per controllo CPC  
Bilancia analitica XA 5Y.A  
Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H  
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2  
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
UYA 5Y Ultra-Microbilancia  
Termobilancia MA 5Y.IC  
Termobilancia MA R  
Bilancia analitica AS 5Y  
Comparatore di massa automatico AK-4  
Bilance PS 5Y per controllo CPC  
Comparatore di massa automatico AKM-2  
Bilancia di precisione PS R2.H  
Bilance HY10.H per controllo CPC  
Bilancia di precisione CY10  
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
Bilancia di precisione WLY  
Comparatore di massa automatico UMA  
APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Comparatori di massa robotici  
Comparatori di densità  
Microbilancia MYA 5Y  
Bilancia di precisione PS R1  
Bilancia analitica XA 5Y  
Termobilance MA X2.A  
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale  
Bilancia analitica AS R2 PLUS  
Terminale di pesata PUE C32  
Terminale di pesata PUE 7.1  
Terminale di pesata PUE HX7  
Terminale di pesata PUE 5  
HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Bilancia di precisione PS 5Y  
Comparatori di massa automatici a vuoto  
Termobilancia PMV 5Y  
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale  
Microbilancia XA 5Y.M  
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Bilancia analitica AS R1 PLUS  
UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri  
Bilancia a piattaforma impermeabile H315 H  
Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P  
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y  
Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S