



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,BTO](http://radwag.com/pl/info,w1,BTO)

# Wzorzec masy klasy F1 - prostokątny z uchwytem 50 kg

OP-203-0134



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 50 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle