



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,BVY

Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 500 g), Holz- Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|--------------|
| OIML-Klasse | E1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 1 111,11 g |
| Nominalwert | 1 mg - 500 g |
| Anzahl | 24 St. |

Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself