



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,BXG

Cylindrique, ensemble (1 mg - 100 g), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | E2 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 211,11 g |
| Valeur nominale | 1 mg – 100 g |
| Nombre | 21 pièces |

Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux