



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,C1Z](https://radwag.com/pl/info,w1,C1Z)

## Uchwyt laboratoryjny UL-02-1 (AS)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiary opakowania	110×102×56 mm
Masa netto	40 g
Masa brutto	82 g

### Pasuje do

Waga analityczna AS X7  
Wagi analityczne AS X2 PLUS

Waga analityczna AS 5Y  
Waga analityczna AS R2 PLUS