



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,C1Z

## UL-02-1 (AS) Laboratuvar için tutucu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Fiziksel parametreler

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ambalaj boyutları | 110×102×56 mm |
| Net ağırlık       | 40 g          |
| Brüt ağırlık      | 82 g          |

### İle uyumlu

AS X7 Analitik Teraziler  
AS X2 PLUS Analitik Teraziler  
AS 5Y Analitik Teraziler

AS R2 PLUS Analitik Teraziler  
AS R1 PLUS Analitik Teraziler