



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,C2D](http://radwag.com/pl/info,w1,C2D)

# Wzorzec masy klasy F2 - drut stalowy 100 mg

OP-303-0034



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	100 mg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle